




Informatie van uw tandarts

Partiële prothese





Partiële prothese

Een partiële (gedeeltelijke) prothese is een uitneembare vervanging voor één of meer tanden of kiezen.

Er zijn twee soorten partiële prothesen: de kunststof plaatprothese en de frameprothese.

Kunststof plaatprothese

Hiervoor wordt gekozen indien:

- de overige tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen;
- een noodvoorziening nodig is;
- een voorloper op een volledige prothese nodig is;
- er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of frameprothese.

Het kunststof deel rust op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Wanneer de houvast tegenvalt, kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers rond de bestaande tanden voor meer stevigheid.



Voor het maken van de partiële prothese werkt de tandarts en tandprotheticus nauw samen.

De frameprothese

Hiervoor wordt gekozen indien:

- er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken;
- het om een langetermijn-oplossing gaat;
- de resterende tanden sterk genoeg zijn om deze constructie te dragen;
- het vervaardigen van een brug niet mogelijk is.

De frameprothese bestaat uit een metalen frame met daaraan de tanden en kiezen. Het frame wordt gemaakt van sterke chroom-kobalt legering of titanium. Het frame is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.



Frameprothese

Behandeling

Er wordt gestart met een intake-gesprek. Hierna kan een afspraak gemaakt worden voor de eerste afdrukken van beide kaken. U bepaalt samen met de behandelaar de kleur van de tanden.

De definitieve afdruk wordt gemaakt met een op maat gemaakte lepel, om de perfecte pasvorm te bepalen. Hierna volgt de beetbepaling. Met behulp van een beetplaat wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen elkaar raken.

Met behulp van de wasplaat met de nieuwe tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen.

In de laatste fase wordt de partiële prothese geplaatst in de mond, waarbij direct wordt gecontroleerd of deze klemt of pijn veroorzaakt.

Na enkele weken volgt er een nacontrole door uw behandelaar.

Beschadigen de haakjes mijn eigen tanden?

De metalen haakjes kunnen de tanden beschadigen. Dit kan voorkomen worden door 's nachts de partiële prothese niet te dragen, zodat de mineralen in het speeksel eventuele kleine beschadigingen kunnen herstellen.

Kunststof ankers voorkomen beschadigingen.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw tandarts.

